

Rotor oscilante para centrifuga 8*50 ml

Código: B2-01-010384-R30

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Swing Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R30
Tipo de rotor	Rotor oscilante
Volumen	8*50ml
Velocidad máxima (rpm)	4000
FCR máxima (xg)	2952
Adaptadores	50ml(▲), 20ml, 15ml, 10ml, 5ml, 1.5/2ml

Aplicaciones

1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotor Type:** Swing Rotor
- **Volume:** 8*50ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(xg):** 2952

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)