

Rotor oscilante para centrifuga 4*100 ml

Código: B2-01-010384-R31

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Swing Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R31
Tipo de rotor	Rotor oscilante
Volumen	4*100ml
Velocidad máxima (rpm)	5500
FCR máxima (xg)	5817
Adaptadores	16*2/3/4ml tubo de recolección de sangre, 16*5/7ml tubo de recolección de sangre

Aplicaciones

1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotor Type:** Swing Rotor
- **Volume:** 4*100ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 5500
- **Max. RCF(xg):** 5817

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)