

Rotor oscilante para centrifuga 4*250 ml (fondo plano)

Código: B2-01-010384-R34

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Swing Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R34
Tipo de rotor	Rotor oscilante
Volumen	4*250ml(fondo plano)
Velocidad máxima (rpm)	4000
FCR máxima (xg)	2780
Adaptadores	48*1.5/2ml, 40*2/3/4/5/7ml tubo de recolección de sangre, 48*2/3/4/5/7ml tubo de recolección de sangre, 24*10ml(▲), 28*10ml, 20*15ml, 4*50ml(▲), 8*50ml(●), 4*100ml

Aplicaciones

1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotor Type:** Swing Rotor
- **Volume:** 4*250ml(flat bottom)

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(xg):** 2780

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)