

Rotor oscilante 4 jeringas convencionales de 50 ml para centrifuga de mesa refrigerada de alta velocidad

Código: B2-01-010384-R43

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Swing Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R43
Tipo de rotor	Rotor oscilante
Volumen	4*50ml jeringa convencional
Velocidad máxima (rpm)	4000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	3309
Adaptadores	—

Aplicaciones

1. Capacity and syringe type

Confirm the rotor type and that the number and volume of the syringes you process per run match those of the rotor.

- **Rotor Type:** Swing Rotor
- **Volume:** 4*50ml conventional syringe

2. Speed and centrifugal force

Compare the speed and relative centrifugal force your protocol requires with the rotor maximums.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(xg):** 3309

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)