



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Rotor angular para centrifuga 12*20 ml

Código: B2-01-010384-R44

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R44
Tipo de rotor	Rotor angular
Volumen	12*20ml
Velocidad máxima (rpm)	5000
FCR máxima (xg)	3516
Adaptadores	15ml, 10ml, 5ml, 1.5/2ml

Aplicaciones

1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotor Type:** Angle Rotor
- **Volume:** 12*20ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 5000
- **Max. RCF(xg):** 3516

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)