



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Rotor angular para centrifuga 18*10 ml

Código: B2-01-010384-R47

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R47
Tipo de rotor	Rotor angular
Volumen	18*10ml
Velocidad máxima (rpm)	5000
FCR máxima (xg)	3354
Adaptadores	1.5/2ml, 2/3/4ml tubo de recolección de sangre

Aplicaciones

1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotor Type:** Angle Rotor
- **Volume:** 18*10ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 5000
- **Max. RCF(xg):** 3354

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)