

Rotor oscilante para centrifuga 48*5/7 ml

Código: B2-01-010397-R02

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	-R02
Velocidad máxima	6000rpm
Exactitud de velocidad	±10rpm
RCF máximo	5111×g
Volumen máximo	4*300ml
Rango de temporización	1s~99h59s/Continuo/Intervalo corto
Ruido	≤60dB
Alimentación eléctrica	Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz
Dimensiones externas (LxAxH)	430*565*410mm
Dimensiones del embalaje (LxAxH)	596*736*650mm
Peso neto	43kg
Peso bruto	55kg(220V), 60kg(110V)
N.º	Tipo de rotores
5M00024	Rotor oscilante
5M00025	48*5/7ml
5M00026	72*2/3/4/5/7ml
5M00029	16*10/15ml
5M00030	24*10/15ml
5M00031	32*10/15ml
5M00032	4*50ml
5M00033	8*50ml
5M00034	4*100ml
5M00036	8*100ml
5M00038	4*250ml(fondo plano)
5M00053	4*250ml(bioseguridad)
5M00058	4*300ml
5M00045	Rotor oscilante para microplacas
5M00072	Rotor angular
5M00073	12*15ml
5M00074	8*15/20ml
5M00075	24*10ml
5M00076	18*10ml
5M00077	12*10ml
5M00083	12*10/15ml
5M00069	24*10/15ml



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	-R02
5M00084	6*50ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)