

Rotor oscilante para centrifuga 72*2/3/4/5/7 ml

Código: B2-01-010397-R03

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	-R03
Velocidad máx.	6000 rpm
Exactitud de velocidad	±10 rpm
RCF máx.	5111×g
Volumen máx.	4*300 ml
Rango de temporización	1 s~99 h 59 s/Continuo/Intervalo corto
Ruido	≤60 dB
Alimentación eléctrica	Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz
Dimensiones externas (L×A×Al)	430*565*410 mm
Dimensiones del embalaje (L×A×Al)	596*736*650 mm
Peso neto	43 kg
Peso bruto	55 kg (220 V), 60 kg (110 V)
N.º	Tipo de rotores
5M00024	Rotor oscilante
5M00025	48*5/7 ml
5M00026	72*2/3/4/5/7 ml
5M00029	16*10/15 ml
5M00030	24*10/15 ml
5M00031	32*10/15 ml
5M00032	4*50 ml
5M00033	8*50 ml
5M00034	4*100 ml
5M00036	8*100 ml
5M00038	4*250 ml (fondo plano)
5M00053	4*250 ml (bioseguridad)
5M00058	4*300 ml
5M00045	Rotor oscilante para microplacas
5M00072	Rotor angular
5M00073	12*15 ml
5M00074	8*15/20 ml
5M00075	24*10 ml
5M00076	18*10 ml
5M00077	12*10 ml



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	-R03
5M00083	12*10/15 ml
5M00069	24*10/15 ml
5M00084	6*50 ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)