

Rotor angular para centrifuga 12*15 ml

Código: B2-01-010397-R16

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	6000rpm - ±10rpm - 4*300ml - modelo -R16
Velocidad máx.	6000rpm
Exactitud de velocidad	±10rpm
RCF máx.	5111×g
Volumen máx.	4*300ml
Rango de temporización	1s~99h59s/Continuo/Intervalo corto
Ruido	≤60dB
Alimentación eléctrica	Estándar: CA 220V, 50/60Hz Opcional: CA 110V, 50/60Hz
Dimensiones externas (L*A*H)	430*565*410mm
Dimensiones del embalaje (L*A*H)	596*736*650mm
Peso neto	43kg
Peso bruto	55kg(220V), 60kg(110V)
N°	Tipo de rotores
5M00024	Rotor oscilante
5M00025	48*5/7ml
5M00026	72*2/3/4/5/7ml
5M00029	16*10/15ml
5M00030	24*10/15ml
5M00031	32*10/15ml
5M00032	4*50ml
5M00033	8*50ml
5M00034	4*100ml
5M00036	8*100ml
5M00038	4*250ml (fondo plano)
5M00053	4*250ml (bioseguridad)
5M00058	4*300ml
5M00045	Rotor oscilante para microplacas
5M00072	Rotor angular
5M00073	12*15ml
5M00074	8*15/20ml
5M00075	24*10ml
5M00076	18*10ml
5M00077	12*10ml
5M00083	12*10/15ml



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	6000rpm - ± 10 rpm - 4*300ml - modelo -R16
5M00069	24*10/15ml
5M00084	6*50ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)