

Rotor angular para centrifuga 8*7 ml

Código: B2-01-010402-R01

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angel Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R01
Tipo de rotor	Rotor angular
Volumen	8*7ml
Velocidad máxima (rpm)	14000
FCR máxima (xg)	16435
Adaptadores	—

Aplicaciones

1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotors Type:** Angel Rotor
- **Volume:** 8*7ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 14000
- **Max. RCF(xg):** 16435

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)