

Rotor angular para centrifuga 12*10/15ml (velocidad baja)

Código: B2-01-010402-R02

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angel Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R02
Tipo de rotor	Rotor angular
Volumen	12*10/15ml(velocidad baja)
Velocidad máxima (rpm)	6000
FCR máxima (xg)	3743
Adaptadores	2/3/4ml tubos de extracción de sangre, 5/7ml tubos de extracción de sangre,15ml(▲)

Aplicaciones

1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotors Type:** Angel Rotor
- **Volume:** 12*10/15ml(Low speed)

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 6000
- **Max. RCF(xg):** 3743

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)