

Rotor angular para centrifuga 12*10ml (Alta velocidad)

Código: B2-01-010402-R03

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angel Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R03
Tipo de rotor	Rotor angular
Volumen	12*10ml(Alta velocidad)
Velocidad máxima (rpm)	12000
FCR máxima (xg)	14328
Adaptadores	1.5/2ml□5ml

Aplicaciones

1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotors Type:** Angel Rotor
- **Volume:** 12*10ml(High speed)

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 12000
- **Max. RCF(xg):** 14328

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)