

Rotor angular para centrifuga 12*1,5/2 ml

Código: B2-01-010402-R04

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angel Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R04
Tipo de rotor	Rotor angular
Volumen	12*1.5/2ml
Velocidad máxima (rpm)	16500
FCR máxima (xg)	19176
Adaptadores	0.2ml, 0.5ml

Aplicaciones

1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotors Type:** Angel Rotor
- **Volume:** 12*1.5/2ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 16500
- **Max. RCF(xg):** 19176

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)