

## Rotor angular para centrifuga 18\*1,5/2 ml

**Código:** B2-01-010402-R05

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Angel Rotor

## Especificaciones técnicas

| Especificación         | -R05          |
|------------------------|---------------|
| Tipo de rotor          | Rotor angular |
| Volumen                | 18*1.5/2ml    |
| Velocidad máxima (rpm) | 15000         |
| FCR máxima (xg)        | 18866         |
| Adaptadores            | 0.2ml, 0.5ml  |

## Aplicaciones

### 1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotors Type:** Angel Rotor
- **Volume:** 18\*1.5/2ml

### 2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 15000
- **Max. RCF(xg):** 18866

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)