

Rotor angular para centrifuga 24*1,5/2 ml

Código: B2-01-010402-R06

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angel Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R06
Tipo de rotor	Rotor angular
Volumen	24*1.5/2ml
Velocidad máxima (rpm)	14000
FCR máxima (xg)	19722
Adaptadores	0.2ml, 0.5ml

Aplicaciones

1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotors Type:** Angel Rotor
- **Volume:** 24*1.5/2ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 14000
- **Max. RCF(xg):** 19722

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)