

Rotor angular para centrifuga PCR de 4*8*0,2 ml

Código: B2-01-010402-R13

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angel Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R13
Tipo de rotor	Rotor angular
Volumen	4*8*0.2ml pcr
Velocidad máxima (rpm)	13000
FCR máxima (xg)	11941
Adaptadores	—

Aplicaciones

1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotors Type:** Angel Rotor
- **Volume:** 4*8*0.2ml pcr

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 13000
- **Max. RCF(xg):** 11941

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)