

Rotor oscilante para centrifuga 12*10/15 ml

Código: B2-01-010402-R21

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Swing Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R21
Tipo de rotor	Rotor oscilante
Volumen	12*10/15ml
Velocidad máxima (rpm)	4000
FCR máxima (xg)	2683
Adaptadores	2/3/4ml tubos de extracción de sangre, 5/7ml tubos de extracción de sangre, 15ml(▲)

Aplicaciones

1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotors Type:** Swing Rotor
- **Volume:** 12*10/15ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(xg):** 2683

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)