

Rotor oscilante para centrifuga 4 x 100 ml

Código: B2-01-010402-R24

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Swing Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R24
Tipo de rotor	Rotor oscilante
Volumen	4*100ml
Velocidad máxima (rpm)	4000
FCR máxima (xg)	2379
Adaptadores	2/3/4ml tubos de extracción de sangre, 5/7ml tubos de extracción de sangre

Aplicaciones

1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotor Type:** Swing Rotor
- **Volume:** 4*100ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max Speed(rpm):** 4000
- **Max RCF(xg):** 2379

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)