

## Soporte para tubos para centrifuga 4\*8\*10ml

**Código:** B2-01-010403-R08

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Tube Rack

## Especificaciones técnicas

| Especificación            | -R08               |
|---------------------------|--------------------|
| Tipo de rotor             | Soporte para tubos |
| Velocidad máxima (rpm)    | 4000               |
| FCR máxima (xg)           | 2810               |
| Capacidad                 | 4*8*10ml           |
| Dimensiones del tubo (mm) | Φ16*106            |

## Aplicaciones

### 1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Tube Rack
- **capacity:** 4\*8\*10ml

### 2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **RCF (xg):** 2810

### 3. Check dimensions

Check the dimensions or format stated in the table before selecting tubes or a microplate.

- **Dimension of Tube (mm):** Φ16\*106

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)