

Rotor oscilante para centrifuga 4*24*7/5ml

Código: B2-01-010403-R33

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Swing Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R33
Tipo de rotor	Rotor oscilante
Velocidad máxima (rpm)	4000
FCR máxima (xg)	3040
Capacidad	4*24*7/5ml
Dimensiones del tubo (mm)	Φ13*110/90

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Swing Rotor
- **capacity:** 4*24*7/5ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **RCF (xg):** 3040

3. Check dimensions

Check the dimensions or format stated in the table before selecting tubes or a microplate.

- **Dimension of Tube (mm):** Φ13*110/90

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)