

Rotor oscilante de destapado automático para centrifuga 80*2/3/4/5/7 ml Tubo de extracción de sangre (destapado)

Código: B2-01-010407-R25

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Nombre original (completo): Rotor oscilante de destapado automático para centrifuga 80*2/3/4/5/7 ml Tubo de extracción de sangre (destapado automático)

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	6000 rpm - ±10 rpm - 4*500 ml - modelo -R25
Velocidad máx.	6000 rpm
Exactitud de velocidad	±10 rpm
RCF máx.	5111×g
Volumen máx.	4*500 ml
Rango de temporización	1 s~99 min 59 s/Continuo/Intervalo corto
Ruido	≤65 dB
Alimentación eléctrica	Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz
Dimensiones externas (L*A*H)	500*620*410 mm
Dimensiones del embalaje (L*A*H)	620*740*710 mm
Peso neto	56 kg
Peso bruto	80 kg (220 V), 85 kg (110 V)
N.º	Tipo de rotores
5M00024	Rotor oscilante
5M00025	48 tubos de extracción sanguínea de 5/7 ml
5M00026	72 tubos de extracción sanguínea de 2/3/4/5/7 ml
5M00052	80 tubos de extracción sanguínea de 2/3/4/5/7 ml
5M00027	96 tubos de extracción sanguínea de 2/3/4/5/7 ml
5M00029	16*10/15 ml
5M00030	24*10/15 ml
5M00031	32*10/15 ml
5M00080	48*15 ml
5M00056	36*10 ml
5M00057	64*10/15 ml
5M00032	4*50 ml
5M00033	8*50 ml
5M00034	4*100 ml

Especificación	6000 rpm - ± 10 rpm - 4*500 ml - modelo -R25
5M00036	8*100 ml
5M00037	4*250 ml (▲)
5M00038	4*250 ml (fondo plano)
5M00053	4*250 ml (bioseguridad)
5M00058	4*300 ml
5M00039	4*500 ml (fondo plano)
5M00054	4*500 ml (bioseguridad)
5M00040	4*500 ml (▲)
5M00047	Rotor oscilante de destapado automático
5M00049	96 tubos de extracción sanguínea de 10 ml (destapado automático)
5M00045	Rotor oscilante para microplacas
5M00043	4*2*96 pocillos
5M00072	Rotor angular
5M00073	12*15 ml
5M00074	8*15/20 ml
5M00075	24*10 ml
5M00076	18*10 ml
5M00077	12*10 ml
5M00083	12*10/15 ml
5M00069	24*10/15 ml
5M00084	6*50 ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)