

Soporte de rotor oscilante 4 x 500 ml para centrifuga refrigerada de mesa de alta velocidad multirotor

Código: B2-01-010427-R01

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Swing Rotor Support

Especificaciones técnicas

Especificación	-R01
Tipo de rotor	Soporte de rotor oscilante
Capacidad	4*500ml
Velocidad máxima (rpm)	—
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	—
Adaptadores	—

Aplicaciones

1. Confirm the required capacity

Compare the capacity you need to process per cycle with that of the support.

- **Capacity:** 4*500ml

2. Check compatibility with the centrifuge

Confirm that the rotor type matches the one your centrifuge uses before purchasing.

- **Rotor:** Swing Rotor Support

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)