

Canasta colgante 4 x 2 x 100 ml para centrifuga refrigerada de mesa de alta velocidad multirrotor

Código: B2-01-010427-R03

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Hanging Basket

Especificaciones técnicas

Especificación	-R03
Tipo de rotor	Canasta colgante
Capacidad	4*2*100ml
Velocidad máxima (rpm)	4000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	3175
Adaptadores	—

Aplicaciones

1. Confirm the required capacity

Compare the capacity you need to process per cycle with that of the basket.

- **Capacity:** 4*2*100ml

2. Review the working speed

Check that the maximum speed and centrifugal force cover the requirements of your method.

- **Max Speed(rpm):** 4000
- **Max RCF(xg):** 3175

3. Check compatibility with the centrifuge

Confirm that the rotor type matches the one your centrifuge uses before purchasing.

- **Rotor:** Hanging Basket

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)