

Rotor angular 12 x 1.5/2 ml para centrifuga de mesa refrigerada de alta velocidad multirrotor

Código: B2-01-010427-R07

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R07
Tipo de rotor	Rotor angular
Capacidad	12*1.5/2ml
Velocidad máxima (rpm)	21000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	30700
Adaptadores	12*0.5ml, 12*0.2ml

Aplicaciones

1. Confirm the capacity you need

Compare the number and size of the tubes you process with the rotor capacity.

- **Capacity:** 12*1.5/2ml

2. Review the required speed

Check that the maximum speed and relative centrifugal force cover the requirement of your method.

- **Max Speed(rpm):** 21000
- **Max RCF(xg):** 30700

3. Check tube compatibility

Check that the available adapters match the smaller-volume tubes you use.

- **Adapter:** 12*0.5ml, 12*0.2ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)