

Rotor angular 20 x 1,5/2 ml para centrifuga refrigerada de mesa de alta velocidad

Código: B2-01-010427-R08

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R08
Rotor	Rotor angular
Capacidad	20*1.5/2ml
Velocidad máxima (rpm)	15000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	17860
Adaptador	20*0.5ml, 20*0.2ml

Aplicaciones

1. Confirm the capacity

Compare the number and volume of tubes you need to process with the rotor capacity.

- **Capacity:** 20*1.5/2ml

2. Check the speed

Check that the maximum speed and centrifugal force meet the requirements of your protocol.

- **Max Speed(rpm):** 15000
- **Max RCF(xg):** 17860

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)