

Rotor angular 10 x 5 ml para centrifuga refrigerada de mesa de alta velocidad

Código: B2-01-010427-R13

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R13
Rotor	Rotor angular
Capacidad	10*5ml
Velocidad máxima (rpm)	16000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	16600
Adaptador	—

Aplicaciones

1. Confirm the capacity

Compare the number and volume of tubes you need to process with the rotor capacity.

- **Capacity:** 10*5ml

2. Check the speed

Check that the maximum speed and centrifugal force meet the requirements of your protocol.

- **Max Speed(rpm):** 16000
- **Max RCF(xg):** 16600

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)