

Rotor angular para centrifuga 24*1,5/2,0 ml

Código: B2-01-010440-R02

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R02
Tipo de rotor	Rotor angular
Velocidad máxima (rpm)	16500
FCR máxima (xg)	24890
Capacidad	24*1.5/2.0ml
Dimensiones del tubo (mm)	Φ10*42

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Angle Rotor
- **Capacity:** 24*1.5/2.0ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 16500
- **RCF (xg):** 24890

3. Check dimensions

Check the dimensions or format stated in the table before selecting tubes or a microplate.

- **Dimension of Tube (mm):** Φ10*42

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)