

Adaptador para centrifuga 4*8*15/10ml

Código: B2-01-012122-R04

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R04	Adaptador	4*8*15/10ml	7000	8897	

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)