

## Adaptador para centrifuga 18\*3\*1,5 ml

**Código:** B2-01-012122-R08

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Especificaciones técnicas

| No. | Rotor     | Capacidad   | Velocidad maxima (rpm) | FCR max. (xg) | Adaptador |
|-----|-----------|-------------|------------------------|---------------|-----------|
| R08 | Adaptador | 18*3*1,5 ml | 7000                   | 7121          |           |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)