

Rotor oscilante para centrifuga 6 x 500 ml

Código: B2-01-012122-R22

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R22	Rotor oscilante	6 x 500 ml	4000	3400	

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)