

Rotor oscilante para centrifuga Tubo de recoleccion de sangre al vacio de 48 x 5/7 ml

Código: B2-01-012213-R02

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Swing Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R02
Tipo de rotor	Rotor oscilante
Capacidad	48*5/7ml tubo de recolección de sangre al vacío
Velocidad máxima (rpm)	4000
FCR máxima (×g)	2952
Adaptadores	2/3/4ml tubo de recolección de sangre

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotors Type:** Swing Rotor
- **Volume:** 48*5/7ml vacuum blood collection tube

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(×g):** 2952

3. Check adapters

Check the listed adapters against the tubes you use.

- **Adapters:** 2/3/4ml blood collection tube

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)