

Rotor oscilante para centrifuga Tubo de recolección de sangre de 80 x 2/3/4/5/7 ml

Código: B2-01-012213-R04

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Swing Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R04
Tipo de rotor	Rotor oscilante
Capacidad	80*2/3/4/5/7ml tubo de recolección de sangre
Velocidad máxima (rpm)	4000
FCR máxima (×g)	2808
Adaptadores	—

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotors Type:** Swing Rotor
- **Volume:** 80*2/3/4/5/7ml blood collection tube

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(×g):** 2808

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)