

Rotor oscilante para centrifuga 32*10/15 ml

Código: B2-01-012213-R08

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Swing Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R08
Tipo de rotor	Rotor oscilante
Capacidad	32*10/15ml
Velocidad máxima (rpm)	4000
FCR máxima (×g)	2952
Adaptadores	2/3/4ml tubo de recolección de sangre, 5/7ml tubo de recolección de sangre, 15ml(▲)

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotors Type:** Swing Rotor
- **Volume:** 32*10/15ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(×g):** 2952

3. Check adapters

Check the listed adapters against the tubes you use.

- **Adapters:** 2/3/4ml blood collection tube, 5/7ml blood collection tube, 15ml(▲)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)