

Rotor oscilante para centrifuga 8*50 ml

Código: B2-01-012213-R13

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Swing Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R13
Tipo de rotor	Rotor oscilante
Capacidad	8*50ml
Velocidad máxima (rpm)	4000
FCR máxima (×g)	2952
Adaptadores	50ml(▲), 20ml, 15ml, 10ml, 5ml, 1.5/2ml

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotors Type:** Swing Rotor
- **Volume:** 8*50ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(×g):** 2952

3. Check adapters

Check the listed adapters against the tubes you use.

- **Adapters:** 50ml(▲), 20ml, 15ml, 10ml, 5ml, 1.5/2ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)