

Rotor oscilante para centrifuga 4*500 ml (▲)

Código: B2-01-012213-R22

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Swing Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R22
Tipo de rotor	Rotor oscilante
Capacidad	4*500ml(▲)
Velocidad máxima (rpm)	4000
FCR máxima (×g)	3578
Adaptadores	—

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotors Type:** Swing Rotor
- **Volume:** 4*500ml(▲)

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(×g):** 3578

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)