

Rotor oscilante de destapado automático para centrifuga Tubo de recolección de sangre de 108 x 2/3/4/5/7 ml (destapado

Código: B2-01-012213-R26

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Nombre original (completo): Rotor oscilante de destapado automático para centrifuga Tubo de recolección de sangre de 108 x 2/3/4/5/7 ml (destapado automático)

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	6000 rpm - ±10 rpm - 4*750 ml - modelo -R26
Velocidad máx.	6000 rpm
Exactitud de velocidad	±10 rpm
RCF máx.	5111×g
Volumen máx.	4*750 ml
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50/60 Hz
Rango de temporización	1 s~99 h 59 min, Continuo/Corto
Ruido	≤65 dB
Dimensiones (L*A*H)	500*635*820 mm
Tamaño del embalaje (L*A*H)	700*580*1100 mm
Peso neto	91 kg
Peso bruto	105 kg (220 V), 110 kg (110 V)
N.º	Tipo de rotores
5M00024	Rotor oscilante
5M00025	48*5/7 ml tubo de vacío para extracción de sangre
5M00026	72*2/3/4/5/7 ml tubo para extracción de sangre
5M00052	80*2/3/4/5/7 ml tubo para extracción de sangre
5M00027	96*2/3/4/5/7 ml tubo para extracción de sangre
5M00029	16*10/15 ml
5M00030	24*10/15 ml
5M00031	32*10/15 ml
5M00080	48*15 ml
5M00056	36*10 ml
5M00057	64*10 ml/15 ml
5M00032	4*50 ml
5M00033	8*50 ml
5M00034	4*100 ml

Especificación	6000 rpm - ± 10 rpm - 4*750 ml - modelo -R26
5M00036	8*100 ml
5M00037	4*250 ml (▲)
5M00038	4*250 ml (fondo plano)
5M00053	4*250 ml (bioseguridad)
5M00058	4*300 ml
5M00039	4*500 ml (fondo plano)
5M00054	4*500 ml (bioseguridad)
5M00040	4*500 ml (▲)
5M00041	4*750 ml (fondo plano)
5M00055	4*750 ml (bioseguridad)
5M00047	Rotor oscilante con descapsulado automático
5M00048	108*2/3/4/5/7 ml tubo para extracción de sangre (descapsulado automático)
5M00049	96*10 ml tubo de vacío para extracción de sangre (descapsulado automático)
5M00045	Rotor oscilante para microplacas
5M00043	4*2*96 pocillos
5M00072	Rotor de ángulo fijo
5M00073	12*15 ml
5M00074	8*15/20 ml
5M00075	24*10 ml
5M00076	18*10 ml
5M00077	12*10 ml
5M00083	12*10/15 ml
5M00069	24*10/15 ml
5M00084	6*50 ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)