

Rotor angular para centrifuga 8*15/20 ml

Código: B2-01-012213-R32

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R32
Tipo de rotor	Rotor angular
Capacidad	8*15/20ml
Velocidad máxima (rpm)	5000
FCR máxima (×g)	2655
Adaptadores	1.5/2ml, 2/3/4ml tubo de recolección de sangre

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotors Type:** Angle Rotor
- **Volume:** 8*15/20ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 5000
- **Max. RCF(×g):** 2655

3. Check adapters

Check the listed adapters against the tubes you use.

- **Adapters:** 1.5/2ml, 2/3/4ml blood collection tube

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)