

## Rotor angular para centrifuga 12 x 10 ml

**Código:** B2-01-012213-R35

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Angle Rotor

## Especificaciones técnicas

| Especificación         | -R35                                           |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo de rotor          | Rotor angular                                  |
| Capacidad              | 12*10ml                                        |
| Velocidad máxima (rpm) | 5000                                           |
| FCR máxima (×g)        | 3354                                           |
| Adaptadores            | 1.5/2ml, 2/3/4ml tubo de recolección de sangre |

## Aplicaciones

### 1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotors Type:** Angle Rotor
- **Volume:** 12\*10ml

### 2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 5000
- **Max. RCF(×g):** 3354

### 3. Check adapters

Check the listed adapters against the tubes you use.

- **Adapters:** 1.5/2ml, 2/3/4ml blood collection tube

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)