

Rotor angular para centrifuga 24*10/15 ml

Código: B2-01-012213-R37

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R37
Tipo de rotor	Rotor angular
Capacidad	24*10/15ml
Velocidad máxima (rpm)	6000
FCR máxima (×g)	5031
Adaptadores	2/3/4ml tubo de recolección de sangre, 5/7ml tubo de recolección de sangre, 15ml(▲)

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotors Type:** Angle Rotor
- **Volume:** 24*10/15ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 6000
- **Max. RCF(×g):** 5031

3. Check adapters

Check the listed adapters against the tubes you use.

- **Adapters:** 2/3/4ml blood collection tube, 5/7ml blood collection tube, 15ml(▲)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)