

Rotor oscilante para centrifuga 4*300 ml (taza redonda)

Código: B2-01-012466-R01

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Swing Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R01
Tipo de rotor	Rotor oscilante
Volumen (ml)	4*300ml(taza redonda)
Velocidad máxima (rpm)	4000
FCR máxima (xg)	2920

Aplicaciones

1. Check volume

Check the stated rotor type and volume to select the component you need.

- **Rotors:** Swing Rotor
- **Volume(ml):** 4*300ml(Round cup)

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max Speed(r/min):** 4000
- **MaxRCF(xg):** 2920

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)