

## Rotor basculante para centrifuga Tubo de vacío de 4\*12\*10ml

**Código:** B2-01-012466-R13

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Especificaciones técnicas

| Especificación                                  | -R13                         |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Capacidad máx.                                  | 4*300 ml                     |
| Velocidad máx.                                  | 5000 rpm                     |
| RCF máx.                                        | 4730×g                       |
| Precisión de velocidad                          | ±10 rpm                      |
| Rango de temporización                          | 0-99 min                     |
| Consumo                                         | 600 W                        |
| Alimentación eléctrica                          | CA 110 V/220 V±10%, 50/60 Hz |
| Dimensiones externas (A*P*H) mm                 | 620*450*360                  |
| Dimensiones del embalaje (A*P*H) mm             | 820*520*520                  |
| Peso neto/bruto (kg)                            | 51/67                        |
| N.º Rotores Volumen (ml) Velocidad máx. (r/min) | RCF máx. (×g)                |
| N.º 1                                           | Rotor oscilante              |
| N.º 2                                           | 4*300 ml (copa cuadrada)     |
| N.º 3                                           | Microplaca                   |
| 2*3*48 pocillos                                 | 2300                         |
| N.º 4                                           | Rotor oscilante de cubetas   |
| 4*1*100 ml                                      | 4730                         |
| N.º 5                                           | 4*2*100 ml                   |
| 4*2*50 ml                                       | 3200                         |
| 4*4*15 ml                                       | 3200                         |
| 4*6*15 ml                                       | 4000                         |
| 4*8*15 ml                                       | 3200                         |
| 4*8*5 ml tubo al vacío                          | 2480                         |
| 4*8*7/10 ml tubo al vacío                       | 2480                         |
| 4*12*10 ml tubo al vacío                        | 2880                         |
| 4*16*5/7 ml tubo al vacío                       | 2790                         |
| 4*6*10/7/5 ml tubo al vacío                     | 2790                         |
| 4*4*10/7/5 ml tubo al vacío                     | 2790                         |
| N.º 6                                           | Rotor oscilante              |
| N.º 7                                           | 4*24*7 ml tubo al vacío      |
| N.º 8                                           | Rotor angular                |
| N.º 9                                           | 12*15 ml                     |



Importadora Gyb Limitada  
Padre orellana 1476  
Santiago CL13101 Chile

| Especificación | -R13      |
|----------------|-----------|
| N.º 10         | 24*15 ml  |
| N.º 11         | 30*15 ml  |
| N.º 12         | 4*50 ml   |
| N.º 13         | 6*50 ml   |
| N.º 14         | 12*50 ml  |
| N.º 15         | 24*50 ml  |
| N.º 16         | 4*100 ml  |
| N.º 17         | 6*100 ml  |
| N.º 18         | 12*100 ml |

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)