

## Rotor angular para centrifuga 6\*100ml

**Código:** B2-01-012466-R28

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Especificaciones técnicas

| Especificación                                 | -R28                       |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Capacidad máxima                               | 4*300ml                    |
| Velocidad máxima                               | 5000rpm                    |
| RCF máximo                                     | 4730×g                     |
| Precisión de velocidad                         | ±10rpm                     |
| Rango de temporización                         | 0 99min                    |
| Consumo                                        | 600W                       |
| Alimentación eléctrica                         | AC110V/220V±10%, 50/60Hz   |
| Dimensiones externas (A×P×A) mm                | 620*450*360                |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) mm            | 820*520*520                |
| Peso neto/bruto (kg)                           | 51/67                      |
| Nº Rotores Volumen (ml) Velocidad máx. (r/min) | RCF máx. (×g)              |
| Nº 1                                           | Rotor oscilante            |
| Nº 2                                           | 4*300ml (vaso cuadrado)    |
| Nº 3                                           | Microplaca                 |
| 2*3*48 pocillos                                | 2300                       |
| Nº 4                                           | Rotor de cubetas oscilante |
| 4*1*100ml                                      | 4730                       |
| Nº 5                                           | 4*2*100ml                  |
| 4*2*50ml                                       | 3200                       |
| 4*4*15ml                                       | 3200                       |
| 4*6*15ml                                       | 4000                       |
| 4*8*15ml                                       | 3200                       |
| 4*8*5ml tubo de vacío                          | 2480                       |
| 4*8*7/10ml tubo de vacío                       | 2480                       |
| 4*12*10ml tubo de vacío                        | 2880                       |
| 4*16*5/7ml tubo de vacío                       | 2790                       |
| 4*6*10/7/5ml tubo de vacío                     | 2790                       |
| 4*4*10/7/5ml tubo de vacío                     | 2790                       |
| Nº 6                                           | Rotor oscilante            |
| Nº 7                                           | 4*24*7ml tubo de vacío     |
| Nº 8                                           | Rotor angular              |
| Nº 9                                           | 12*15ml                    |
| Nº 10                                          | 24*15ml                    |



Importadora Gyb Limitada  
Padre orellana 1476  
Santiago CL13101 Chile

| Especificación | -R28     |
|----------------|----------|
| Nº 11          | 30*15ml  |
| Nº 12          | 4*50ml   |
| Nº 13          | 6*50ml   |
| Nº 14          | 12*50ml  |
| Nº 15          | 24*50ml  |
| Nº 16          | 4*100ml  |
| Nº 17          | 6*100ml  |
| Nº 18          | 12*100ml |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)