

Rotor angular para centrifuga 40 * 0,5 ml

Código: B2-01-012472-R12

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R12	Rotor angular	40 * 0,5 ml	13000	15267	/

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)