

## Rotor angular para centrifuga PCR de 4\*8\*0,2 ml

**Código:** B2-01-012472-R13

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

### Especificaciones técnicas

| No. | Rotor         | Capacidad         | Velocidad maxima (rpm) | FCR max. (xg) | Adaptador |
|-----|---------------|-------------------|------------------------|---------------|-----------|
| R13 | Rotor angular | PCR de 4*8*0,2 ml | 13000                  | 11941         | /         |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)