

Rotor angular para centrifuga 8*15 ml

Código: B2-01-012472-R15

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R15	Rotor angular	8*15 ml(▲)	12000	15294	5 ml(▲)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)