

Rotor angular para centrifuga 6*50 ml

Código: B2-01-012472-R18

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R18	Rotor angular	6*50 ml(▲)	11000	13798	15 ml(▲), 50 ml(●)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)