

Rotor angular para centrifuga 6*50 ml (●/Plano)

Código: B2-01-012472-R19

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R19	Rotor angular	6*50 ml (●/Plano)	11000	13798	/

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)