

Rotor oscilante para centrifuga 8*10/15 ml

Código: B2-01-012472-R20

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R20	Rotor oscilante	8*10/15 ml	4000	2522	2/3/4 ml Tubo de recolección de sangre, 5/7 ml, 15 ml (▲)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)