

Rotor oscilante para centrifuga 4*50 ml

Código: B2-01-012472-R22

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R22	Rotor oscilante	4*50 ml	4000	2522	50 ml (▲), 20 ml, 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)