

## Rotor angular para centrifuga 12\*20 ml

**Código:** B2-01-012474-R05

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Especificaciones técnicas

| No. | Rotor         | Velocidad máxima (rpm) | FCR máx. (×g) | Capacidad |
|-----|---------------|------------------------|---------------|-----------|
| R05 | Rotor angular | 4000                   | 2250          | 12*20 ml  |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)